


Korrekte Durchführung des Gurgeltests unter Aufsicht:




1. Die ProbandIn öffnet die Phiolen mit der Testflüssigkeit (NaCl-Lösung) und leert sie sich in den Mund. **1 Minute lang „tief“ gurgeln** (zweite Person - mit Schutzausrüstung wie oben genannt - überwacht die Zeit)

ANMERKUNG: Der Gurgelstest bei MitarbeiterInnen MUSS unter Aufsicht der ZahnärztIn erfolgen. Diese/r überwacht verantwortlich den Test, sonst ist die Attestfähigkeit NICHT gegeben.



2. Mit Hilfe des Strohhalmes die Flüssigkeit vorsichtig und vollständig in das leere Röhrchen hineinblasen.



3. Das Röhrchen gut verschließen und mit Vor- und Nachnamen sowie SV-Nr. beschriften (dies kann aus hygienischen Gründen bereits vor der Probeabnahme erfolgen. CAVE: Verwechslungsgefahr.)